



外科的侵襲を
最低限に抑え、
自家骨を容易に採取!



販売元



株式会社
インプラント・イノベーションズ・ジャパン
本社：〒561-0872大阪府豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル4F
TEL 06-6868-3012 FAX 06-6868-2444
東日本営業所：〒105-0021東京都港区東新橋2丁目4-6
パラッツォシエナ8F
TEL 03-3434-3148 FAX03-3434-3339
中部日本営業所：〒464-0941名古屋市中千種区覚王山通8-35
イマージュ池下ビル3F
FAX 052-763-7789

自家骨採取用

Safescraper TWIST

セーフスクレイパー・ツイスト

自家骨をサクション等で採取することなく皮質骨表層部を
剃るように削り、新鮮な血液とともに採取されます。
又、皮質骨表層を剃るように削り取る為、採取部位に
病的な欠損状態を残しません。

- 皮質骨表層を削り取り、採取した自家骨は
本体チャンバーに収納されます。(2~5cc)
- 先端が直タイプと曲タイプの2通りあるので、
採取部位に応じて選択できます。

滅菌済

セーフスクレイパー 直 (3本入)
14,200 円 (税別)

セーフスクレイパー 曲 (3本入)
19,500 円 (税別)

許可番号 13B1X00053

製造販売元



本社：〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL 03-5850-8555 FAX 03-5850-8505

大阪営業所：大阪府吹田市 TEL 06-6192-3450 FAX 06-6192-3460
九州営業所：福岡市博多区 TEL 092-482-2035 FAX 092-482-2036
札幌営業所：札幌市中央区 TEL 011-562-6405 FAX 011-562-6400

