

Site Preparation Technologies

QNTSK : テーパード・サージカル・キット

特長

テーパード・デプス・インディケーター
& クワッド・シェーピング・ドリル
バージョン


埋入手順通りにドリルが配置
されている

オートクレーブ滅菌可能なトレー
に必要な器具が全て収納できる

種類

QNTSK20

QNTSK40



PSKT : ストレート・サージカル・キット

特長

ストレート・インプラント用

埋入手順通りにドリルが配置
されている

オートクレーブ滅菌可能なトレー
に必要な器具が全て収納できる

種類

PSKT01

PSKT35

PSKT40



詳細についてのお問い合わせは、<http://www.3ijapan.co.jp/>

0120 - 318 - 418

BIOMET 3i Japan

株式会社 インプラント・イノベーションズ・ジャパン

本 社 〒561-0872 大阪府豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル4階
東日本営業所 〒105-0021 東京都港区東新橋2-4-6 パラッツオ シエナ8階
西日本営業所 〒561-0872 大阪府豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル4階

TEL: 06-6868-3012 FAX: 06-6868-2444
TEL: 03-3434-3148 FAX: 03-3434-3339
TEL: 06-6868-3012 FAX: 06-6868-2444

製造販売業許可番号 27B1X00048