



彫刻刀 (エバン) AT1

ワックス形成器 (ホーレンバック) #1/2

実際のサイズとは異なります。

デタシール ファンクション



- 長い硬化時間でゆとりの辺縁機能印象
- たれない! 流れない! セミバテシリコーン印象材
- 手間なく、すばやく印象採得

たれず、流れずに使用できる義歯の粘膜面機能印象および辺縁印象採得用シリコーン印象材。

コンパウンドとちがって、加熱の手間がなく、冷却による早期硬化や収縮のトラブルもありません。

まげやすく準備もかんたんです。

デタシール ファンクション

- ベース(80mL) 1本
- キャタリスト(80mL) 1本
- モールドイングシリンジ 1本

54520

硬化時間: 6分
 融和時間: 30秒
 作業時間: 2分
 口腔内保持時間: 3分30秒

コンパウンド・WAXによる筋形成や辺縁採得 粘膜機能印象を解決!

操作性・辺縁封鎖性

コンパウンド・WAX よりも優れます。

長い硬化時間6分

たれない! 流れない! セミバテタイプのシリコーン印象材。



吉松 繁人 Dr.

レプリカの特長

1. 操作が容易で、短時間に完了します。
2. 特殊配合により床の変形が非常に少ない。
3. 付属の表面滑沢剤により研磨が省けます。
4. 低コストで複製義歯がつくれます。
5. シリコーン印象材を用いても複製義歯床表面が白濁しません。

用途 ● 暫間義歯 ● 治療用義歯 ● 移行義歯 ● 義歯トレ ● その他、予備用義歯、記録研究用義歯



フラスコ別売

※コピーフラスコ単体での購入も可能



ワックスペン・プロⅡ



使い良さとコストパフォーマンスを追求した超小型ワックスペン
 ※使用頻度の高い ペン先 4種が付属



デンタルメジャーⅡ

取扱い
 株式会社 ADI.G 〒 920-8611 石川県金沢市浅野本町 1-10-10
 TEL 076-251-0115 FAX 076-251-9115 ✉ mtogimitsu@adig.jp

5-D Japan セミナー 推薦 ご注文リスト

商品名	規格	定価	特別価格	ご注文数
彫刻刀 (エバン)	#AT1 #07-165	¥4,240	¥3,300	
ワックス形成器 (ホーレンバック)	#1/2 #07-114	¥3,630	¥2,900	
データシール ファンクション	(ベース+キャタリスト、シリンジ1本)	¥13,800	¥12,400	
レプリカ (コピーデンチャー フルセット)	(専用フラスコ付)	¥29,400	¥19,000	
レプリカ (コピーデンチャー フルセット)	フラスコ無	¥19,100	¥12,000	
レプリカ用 専用フラスコ		¥11,900	¥7,700	
ワックスペン プロII	セット	¥27,000	¥19,500	
デンタルメジャーII	#9411	¥500	¥400	

※上記価格に消費税は含まれておりません。※消費税率は10%です。

※15,000円(税別)以上のご注文にて、送料無料となります。

※お届けまでにお時間を要する場合がございます。

※価格は予告なく変更される場合がございます。

医院名	お名前
住 所 〒	
TEL	FAX
E-mail	
※FAXまたはEmailにてご注文下さい。	
<input type="checkbox"/> アメリカン・エクスプレス・カード決済	
<input type="checkbox"/> ダイナース・クラブ・カード決済	
注 ※カード決済ご希望の方は、事前にカード登録が必要となります。あらためてご連絡申し上げます。	
<input type="checkbox"/> 代引きによる決済 別途代引き手数料が必要です	

【お問合先】

〒 920-8611 石川県金沢市浅野本町 1-10-10

株式会社ADI.G内 5-D Japan 担当宛

TEL 076-251-0115 FAX 076-251-9115

E-mail : mtogimitsu@adig.jp

ご注文日

年 月 日

2024-3