

5-D Japan 一歯内療法一

ガッタパーチャリムーバー

GPリムーバー スピアー

鉤状の先端形状により、根管内に残存する細かな
ガッタパーチャを効率よく除去

マイクロスコープやルーペなど拡大鏡下で確認できる
根管内の微細なガッタパーチャもしっかり除去



マイクロスコープを用いた治療において、根尖付近で十分に除去しきれなかったガッタパーチャが可視化できるようになりました。

「GPリムーバー スピアー」は不必要に歯質を切削することなく、残存したガッタパーチャを効率よく除去できます。

<臨床写真で提供>
中館憲治先生/なかだて歯科(東京・品川区開業)




持ちかえる必要がない360°の刃部

インストルメントの先端には360°刃がついています。
刃部のどの部分からでもガッタパーチャを掻き出し除去する事が
できるので、持ちかえずに作業ができます。

ガッタパーチャリムーバー


GPリムーバー スピアー(ポイント式)



201510215


規格	先端径 × 作業長	先端形状
0.3S	φ0.3 × 21mm	シングル
0.3L	φ0.3 × 28mm	シングル
0.5S	φ0.5 × 21mm	ダブル
0.5L	φ0.5 × 28mm	ダブル
0.7S	φ0.7 × 21mm	ダブル
0.7L	φ0.7 × 28mm	ダブル

先端形状



シングル ダブル

作業長



- 販売名 GPリムーバー スピアー
- 一般的名称 歯科用起子及び剥離子
- 医療機器届出番号 11B1X1000642D032
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

関連製品

ハンドル(ポイント式用)
P-Cハンドル(6mm径)

201010703

- 販売名 P-Cハンドル
- 一般的名称 ナイフハンドル
- 医療機器届出番号 11B1X1000634D005
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)



※P-A、P-B、P-Fハンドルにも使用できます。

構成例



GPリムーバー スピアー-0.5S + P-Cハンドル + GPリムーバー スピアー-0.5L

エクスプローラー(探針)

EXPLORERS

マイクロサージェリー用エクスプローラーは、特殊配合の合金で製作され、治療部位の探知や評価の際に必要な柔軟性や強度・触覚感度・弾力性があります。



★ DG16

EXDGP166

実際のサイズとは異なります。



取扱い

株式会社 ADI.G 〒 920-8611 石川県金沢市浅野本町 1-10-10

TEL 076-251-0115 FAX 076-251-9115 ✉ mtogimitsu@adig.jp

5-D Japan セミナー 推薦 ご注文リスト

商品名	規格	定価	会員価格	ご注文数
G P リムーバー スピアー (ポイント式)	0.3S	¥3,630	¥2,840	
G P リムーバー スピアー (ポイント式)	0.3L	¥3,630	¥2,840	
G P リムーバー スピアー (ポイント式)	0.5S	¥3,630	¥2,840	
G P リムーバー スピアー (ポイント式)	0.5L	¥3,630	¥2,840	
G P リムーバー スピアー (ポイント式)	0.7S	¥3,630	¥2,840	
G P リムーバー スピアー (ポイント式)	0.7L	¥3,630	¥2,840	
P-C ハンドル (6mm径)	ポイント式用	¥3,030	¥2,360	
エキスポローラー エンド用 両頭 DG16 #6	EXDG166	¥4,000	¥2,800	

※上記価格に消費税は含まれておりません。※消費税率は10%です。
 ※15,000円(税別)以上のご注文にて、送料無料となります。
 ※お届けまでにお時間を要する場合がございます。
 ※価格は予告なく変更される場合がございます。

医院名	お名前
住 所 〒	
TEL	FAX
E-mail	
<p>※FAXまたはEmailにてご注文下さい。</p> <p><input type="checkbox"/> アメリカン・エクスプレス・カード決済</p> <p><input type="checkbox"/> ダイナース・クラブ・カード決済</p> <p>注 ※カード決済ご希望の方は、事前にカード登録が必要となります。あらためてご連絡申し上げます。</p> <p><input type="checkbox"/> 代引きによる決済 別途代引き手数料が必要です</p>	

【お問合先】

〒920-8611 石川県金沢市浅野本町 1-10-10
 株式会社ADI.G内 5-D Japan 担当宛
 TEL 076-251-0115 FAX 076-251-9115
 E-mail : mtogimitsu@adig.jp

ご注文日

年 月 日

202311